

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



MEMETHOL[®]

Инструкция по применению препарата
Barriger Spray

Примечание: Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием.

Состав: 1R, 2S, 5R) -2-изопропил-5-метилциклогексанол, гидрокарбонат натрия, 7- (диметиламино) (фенотиазин-3-иллиден) -диметилазаний, хлористый, 1,2-пропандиол, денионизированная вода.

Цель Использования:

Memethol Barriger Spray предназначен для уменьшения и устранения жалоб пациентов от геморроя и анальных трещин

Для кого назначено

Взрослые с проблемами анальными трещинами и геморроем могут использовать этот продукт. Не использовать беременным и кормящим женщинам, детям меньше 15 лет возраста.

Показания к применению

• MEMETHOL, снимает самые важные симптомы геморроя, боль и зуд с нефармакологическое способом. Оно не является лекарственным препаратом.

- MEMETHOL, защищает раздраженную анальную область против микробов создавая механический барьер в наружном слое кожи.
- Продукт может оставаться в эпидермисе посредством формирования слоя пленки.
- Во время лечения свои геморроя становятся все меньше и меньше с каждым днем и

исчезают.

- Соответствует кислотности pH анальной области.
- С использованием MEMETHOL-а, облегчаются борозда и боль, зуд и гигиенические проблемы пациента с анальными трещинами и геморроем, достигается повседневное жизненное качество.

Противопоказания

- Используется только для пациентов диагностированных геморроем.
- Пациенты с выпадением прямой кишки, варикозное расширение анальных вен и т.д. должны не использовать.
- Используйте только от боли геморроя, боли пациента с анаректальными абсцессами могут продолжаться.
- Не использовать беременным и кормящим женщинам, детям меньше 15 лет возраста.
- Люди, которые имеют аллергию на любой из ингредиентов в составе продукта не могут использовать.

Применение

- 1) Перед использованием, пожалуйста, убедитесь в чистоте и сухости анальной области.
- 2) Выньте из коробки, встряхните бутылку.
- 3) Возьмите удобное положение для применения в геморроидальную область.
- 4) Выньте трубочку бутылки и опрыскивайте 7-8 раз к геморрою.
- 5) Избегайте загрязнения в генитальной области.
- 6) После опрыскивания рекомендуется ждать в сидящем положении течение 1-2 минут.
- 7) После ожидания в течение 1-2 минут можно одеть нижнее белье.
- 8) В случае сразу одевания нижнего белья, оно может окрасится в синий цвет.
- 9) Вымойте руки и другие загрязненные места с мылом и водой.
- 10) Продукт следует использовать один раз в день, в описанном порядке, до окончания бутылки, применение без перерыва является

очень важным.

Частота применения

- Используйте только один раз в день.
- В случае исцеления жалобы до окончания бутылки продукта, процедура должна быть продолжена, используя один раз в день до окончания флакона для полного лечения в области.
- Если уменьшение в кучах геморроя не достигли желаемого уровня во время использования первой бутылки, рекомендуется использовать вторую бутылку без перерыва. (В тяжелых случаях рекомендуется сразу использовать две бутылки; особенно при классах 3 и 4)

Меры предосторожности при обращении

- Бутылка должна встряхнута перед каждым использованием
- Оно должно быть использовано описанным количеством и способом, без перерыва, ежедневно, до окончания флакона.
- Не используйте с другими продуктами, применяемыми к анальной области.

Меры безопасности

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не пить
- Не загрязнять свой рот, нос или другое место кроме геморроя.
- Не загрязнять одежду и личные вещи.

Примечания при неправильном использовании

- В случае загрязнения рта, носа, глаз, возможно жжение.
- Немедленно промыть большим количеством воды.
- В случае несоблюдения рекомендуемого использования или при нанесении большого количества спрея может вызвать зуд, раздражение, раздражение кожи.
- Продукты должны храниться при комнатной температуре.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ, ПРОДУКТ МОЖЕТ ИСПОРТИТЬСЯ

Примечания при первом использовании
Всегда читайте инструкцию перед первым использованием. Обратите внимание на предупреждения до и во время применения. В случае аллергии после первого использования продукта, прекратить использование

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не следует подвергать воздействию прямых солнечных лучей и тепла.
- Рекомендуются температура хранения 25 ° C.
- Хранить в коробке и при охлажденной среде. Не хранить в холодильнике.

Следовать для полноценного лечения

- Не есть горячей и острой пищи
- Не употреблять алкоголь.
- Не перегружать анальную область во время дефекации.
- Потреблять большое количество воды для легкой дефекации
- Держаться подальше от продуктов, вызывающих запор.
- Рекомендуется каждый день съесть один киви для комфортного туалета.
- Пожалуйста, предпочитайте есть хлеб из непросеянной муки вместо регулярного хлеба.

Побочные эффекты

Нет никаких известных побочных эффектов продукта.
Meme ThoI Barriger Spray не имеет в составе кортизон и гормоноподобные производные. Полезно для кожи, определено анализами.

Данное руководство подготовлено в соответствии с EN ISO 62366: 2008, вступило в силу 01.07.2016.

Nota: Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto.